

■ ラパロスコープ用 ヒーター付カップ



腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ

	ケーブル長	消費電力	標準価格
ステンレスカップ 750CC	2.5m	25W	¥29,800

■ ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ



腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ

	ケーブル長	消費電力	標準価格
ステンレスカップ 750CC	2.5m	18W	¥59,800

■ ヒーターカップ用架台



サイズ	標準価格
150×170×190	¥27,500

※スコープ及びステンレスカップは付属していません。