


■ ディスポーザブルチュービングセット 販売名:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



- 手術用灌流液供給回路
- 生理食塩水バッグにもさししやすいスパイク先

製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4008	5.0×220	Yタイプ	20本/箱	¥26,000
DUS4018	5.0×320	Yタイプ	20本/箱	¥26,000
※1 DUS4020	5.0×300	YYタイプ	20本/箱	¥38,000
※2 DUS4021	5.0×310	Yタイプ	20本/箱	¥26,000

※1ローラークランプはありません。
※2ルアーロックタイプになります。

■ 洗浄吸引プローブセット 販売名:内視鏡下灌流・吸引器



- ピストン部の口径が大きく、洗浄・吸引に優れています。



LISS4007 有効長320mm



LISS4007.600.4 (ダビンチ用) 有効長600mm

製品番号	仕様	入数	標準価格
LISS4007	LISS4012用プローブ	1本	¥18,000
LISS4007.600.4	ダビンチ用プローブ	1本	¥18,000
LISS4012	本体のみディスポタイプ	20本/箱	¥174,000
LISS4022	オールディスポタイプ	20本/箱	¥180,000