

HEIWA

- 使いやすい
- ローコスト
- 全自動加圧
- コンパクト

洗浄水バッグ加圧装置

NEW

ハイワPC



イリゲーション水の加圧

内視鏡外科手術等の際に最適!

生理食塩水バッグを最高**300mmHg**まで加圧することができる電動ポンプ加圧装置です。

- デジタルで5mmHg単位で圧調節が可能。

300

mmHg

- 自動加圧機能で水圧が減少しても自動で設定圧まで加圧します。
- バッグは250ml・500ml・1000ml どれでも使用できます。

型 式 ハイワPC

圧力設定 100~300mmHg

電源電圧 直流12V(ACアダプタ付)

ガートル架ホル固定用金具付

自動加圧：7ラーム機能搭載

(注) イリゲーションのための洗浄水バッグ以外の加圧の用途には使用できません。



2連タイプあり

since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658
宇都：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

病院標準価格198,000円