

HEIWA

- 使いやすい
- ローコスト
- 全自動加圧
- コンパクト

洗浄水バッグ加圧装置

NEW

ハイワPC 400

イリゲーション水の加圧

脳神経外科や内視鏡外科手術の際に最適！

生理食塩水バッグやアートセレブ（大塚製薬）を最高400mmHgまで加圧することができる電動ポンプカフ加圧装置です。

- デジタルで5mmHg単位で圧調節が可能。

400

- 自動加圧機能で水圧が減少しても自動で設定圧まで補充加圧します。
- バッグは250ml・500ml・1000ml どれでも使用できます。

型 式 ハイワPC 400

圧力設定 100~400mmHg

電源電圧 直流12V(ACアダプタ付)

ガートル架ポール固定用金具付

自動加圧：アラーム機能搭載

(注) イリゲーションのための洗浄水バッグ以外の加圧の用途には使用できません。



2連タイあり

since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658
宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

病院標準価格235,000円