

# ラパロスコープ用

HEIWA

## ヒーター付 カップ



ヒーターカップ用架台

27,500円

- ◆腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップです。
  - ◆温水を47℃に保ちます。冷めないで、頻回に交換する必要がありません。
  - ◆カップとヒーターコードは、EOG滅菌できますので、手術中清潔域で使用できます。
  - ◆ブレーカーコンセント付ですので安全です。
- 29,800円  
(1式 カップ容量750cc目盛り付 取手付)

# HEIWA ラパロスコープ用

## 平型 ヒーター付 カップ



since 1963

株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658

宇都：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

- ◆腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップです。
  - ◆滅菌水を47℃程度に保ちます。冷めないで頻回に交換する必要がありません。
  - ◆ヒーター部は、EOG滅菌できますので、手術中の清潔域で使用できます。
  - ◆ブレーカー付安全タップ付きですので、安心です。
- 59,800円  
(1式 カップ容量750cc目盛り付 取手付)