

# HEIWA

# スマートフレックス


## 硬性鏡、カメラ、鉗子等固定アーム (開創器固定用)

用途  
硬性鏡固定  
術中ビデオ撮影  
器具固定



- 確実な固定
- 自由度の高い固定
- 3mm径から12mm径まで固定可

ロブスター及び  
オムニ開創器等の  
アーム(径12.6mm)  
に適合。



EL-002-006-H 病院標準価格350,000円

*since 1963*

## 株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658  
宇部：0836-44-5021 [www.heiwairyo.co.jp](http://www.heiwairyo.co.jp)

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

どんな位置でも確実に固定できるアーム

3ミリ径より12ミリ径対応  
 硬性鏡（スコープ）の保持  
 鉤や鉗子など器械の固定



### ワンピースシングルアームシステム

69-0500D ブーカースィーベルオプション  
 +デルリンチップ（上写真）  
 （ステマ社品番 EL-002-003）（旧品番69050D）

69045-D デルリンチップ



69045 ステンレスチップ



病院標準価格 488,000円



### ユニバーサルツインアームシステム ロングリーチ

69055-DSLRL デルリンチップ  
 ステンレスチップ

病院標準価格 620,000円

### ユニバーサルシングルフレックスアーム ロングリーチ

69054-LR ステンレスチップ



69054-DLR デルリンチップ



病院標準価格 498,000円

ステンレスチップ



デルリンチップ



ブーカースィーベルオプション  
 +デルリンチップ



since 1963

## 株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658  
 宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001